

FullStop® Tourniquet



Übersicht

Das FullStop® ist ein auf Klettverschluss basierendes Tourniquet, das bei jeder Umdrehung zunehmenden Druck ausübt. Wie ein effektiver Druckverband wirkt FullStop®, indem es den Druck auf die Haut und das darunter liegende Gewebe rund um die Extremität mit jeder aufeinanderfolgenden Wicklung des Materials erhöht. Das Material muss fest angezogen werden (idealerweise bis an die Grenze seiner Elastizität) und nach dem Anbringen kann der Zeitpunkt des Anbringens auf das Etikett am Ende der Vorrichtung geschrieben werden.

Hauptvorteile

- Kann innerhalb von 90 Sekunden angebracht werden.
- Bleibt sowohl nass als auch trocken fixiert.
- Ist leicht tragbar.
- Kann bei verschiedenen Gliedmaßenumfangsgrößen angewendet werden.
- Kann einhändig angewendet werden.
- Beschreibbares Etikett zum Notieren des Zeitpunkts der Anwendung.
- Kann auf die Gliedmaßen geschoben oder geklemmt werden.
- Wird aus einem dehnbaren Material hergestellt, das selbsthaftend ist und sicher sitzt.
- Erhältlich in 2 Farben – in der Signalfarbe Hi-Vis Yellow (gut sichtbares Gelb) und in Tactical Black (taktisches Schwarz).
- Produktcode: PDF181 (Hi-Vis) / PDF180 (Tactical Black)

Technische Daten



Abmessungen: 13 cm x 5,5 cm x 7 cm



Gewicht: 135 g (140 g verpackt)



Produkt Haltbarkeit: 5 Jahre